

Forme deine Taille

## Shaken Massager

PEMF intelligentes  
Fettverbrennungsgerät



### Hauptmerkmale

Sitzende Lebensweise,  
abdominale Fettleibigkeit,  
Erholung nach der Geburt,  
Menstruationsbeschwerden,  
Darmprobleme,  
Harnwegserkrankungen,  
Entzündungen, Sportler,  
Vielreisende.

## Shaken Massager

PEMF intelligentes Fettverbrennungsgerät

**\$1000 + 10 % zusätzlich**




**Dies beinhaltet Versand und Mehrwertsteuer**

Ein 7-in-1 Smart-Gerät, entwickelt zur Fettreduzierung, Körperformung, Stärkung der Körpermitte und tiefen entzündungshemmenden Linderung durch integrierte PEMF-, Ultraschall-, Wärme-, Vibrations-, RF-, Rotlicht- und Massagetechnologien.





### Integrierte Technologien

- Ultraschall
- Vibration
- Wärmetherapie
- Massage-Luftkissen
- RF (Radiofrequenz)
- Rotlicht
- PEMF (7,8 Hz, bis zu 20 cm Tiefe)

### Drei Hauptmodi

-  Körperformungsmodus - Vollständiges 7-in-1 Fettverbrennungsprogramm.
-  Massagemodus - Tiefenregeneration und Unterstützung der Organfunktionen.
-  Wärmetherapiemodus - Sanfte Wärme und Komfort bei Menstruationsbeschwerden.

### Smarte Funktionen

-  Bluetooth-Steuerung über Smartwatch.
-  Dual-Display-Oberfläche zur Echtzeitanzeige von Modus und Timer.
-  Verstellbare Passform für Taillenumfänge von 60-140 cm.
-  Hergestellt aus weichem Silikon und 304 Edelpulver für Sicherheit und Langlebigkeit.

## 200 PATENTE

Der einzigartige OlyLife Shaken Massager enthält eigene technische und gestalterische Lösungen, die von OlyLife entwickelt wurden. Das Gerät ist für den allgemeinen Wellnessgebrauch konzipiert und spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Innovation in der Wellness-Technologie, Qualität und Benutzererfahrung wider.

Smarte Technologie löst Fett  
nirgends mehr verstecken

### Shaken Massager PEMF intelligentes Fettverbrennungsgerät



1/ Ultraschall

Fettreduktion

2/ Vibration

3/  
Wärmetherapie

4/Massage

Körper-  
formung

Straffung von  
Taile und  
Bauch

7/ PEMF

6/ Rotlicht

5/ RF  
(Radiofrequenz)

Stärke deine Taille: Technologie, die mehr kann als nur Fettverbrennung und deinen Organen eine Art Wellness-Erlebnis bietet



## PEMF

7,8Hz ultra-niedrigfrequente PEMF-Cross-Medium-Penetrationstechnologie liefert eine Energieintervention bis zu 20 cm tief in biologisches Gewebe. Durch die Regulierung des Zellmembranpotentials und der mitochondrialen Stoffwechselwege reduziert sie signifikant die Expression proinflammatorischer Faktoren. Sie zielt auf verschiedene Arten von Entzündungen ab und lindert diese, wie Enteritis, Nephritis, Prostatitis, gynäkologische Entzündungen, Lendenmuskelzerrungen und Bandscheibenvorfälle im Lendenbereich



Vibration / Massage /  
Wärmetherapie / RF Radiofrequenz

Tiefe Aktivierung der Mikrozirkulation und zellulären Vitalität: entfernt effizient metabolische Abfallstoffe und lindert gleichzeitig entzündliche Reaktionen.

Intelligente Verbesserung der intestinalen rhythmischen Bewegung: optimiert die Effizienz der Nährstoffumwandlung, hilft, einen natürlichen und komfortablen Zustand wiederherzustellen, und verbessert verschiedene Darmprobleme.


## Körperformung: Baue die Muskeln an Taille und Bauch auf und verabschiede dich von schlaffem Fett

### Massage




Mehrere Luftkissen üben Druck aus und lösen ihn wieder, wodurch die knetenden und massierenden Bewegungen menschlicher Hände nachgeahmt werden. Dadurch werden die Muskeln an Taille und Bauch gestrafft und die Konturen glatter.

### RF (Radiofrequenz)



Hochfrequente elektromagnetische Wellen dringen 3-5 mm unter die Haut ein und erzeugen Wärme, die die Kollagenregeneration stimuliert und die Elastizität der Muskeln im Bereich von Taille und Bauch verbessert.

### Rotlicht




Rotlicht dringt in die Epidermis ein, beschleunigt den Stoffwechsel von Abfallstoffen, reduziert Pigmentierung und Falten und hilft, Dehnungsstreifen und Operationsnarben zu verbessern.



# OlyLife


## Fettreduktion: Intelligente Schalltechnologie zur gezielten Behandlung hartnäckiger Fettdepots



### Ultraschall

Durch die Nutzung der CellBreak™-Zellzerstörungstechnologie wird die subkutane Fettschicht (10-20 mm Tiefe) gezielt angesprochen. Eine ultrahohe Frequenzresonanz ( $\geq 40.000\text{Hz}$ ) wird eingesetzt, um gezielt eine resonante Auflösung der Membranen von Fettzellen zu induzieren und deren Abbau zu fördern.

### Vibration



Hochfrequente (TBD) Vibrationen stimulieren die Kontraktion der Muskeln in Taille und Bauch und komprimieren Fettzellen.





### Wärmetherapie



Thermische Penetration aktiviert das Bauchgewebe und die Zellen, fördert die Durchblutung und beschleunigt den Fettstoffwechsel.

# Handgelenkgesteuerte Präzision: Sieh die Ergebnisse jeder Fettverbrennungssitzung

Der Shaken Massager verfügt über intuitive Tasten und ein minimalistisches Design. Du kannst die Modi und die Intensität ganz einfach einstellen, egal ob über das Bedienfeld am Gerät oder über deine Smartwatch.



Einfacher Zugriff auf alle Funktionen mit nur zwei intuitiven Tasten.


**Smartwatch-Steuerungsoberfläche**  
**Integriertes Bluetooth:** Verbindet sich schnell über Bluetooth und ermöglicht den Echtzeitbetrieb in dynamischen Situationen wie Laufen oder Yoga.  
**Umfassendes Gesundheits-Tracking:** Integrierte Sensoren überwachen wichtige Gesundheitswerte, darunter Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Schlafqualität.

## Ein-Knopf-Umschaltung für drei Energiefelder: die umfassende Lösung für die Gesundheit der Taille




### Körperformungsmodus

7-in-1 gezielte Fettverbrennung (PEMF, Wärmetherapie, Ultraschall, Massage, Vibration, RF Radiofrequenz, Rotlicht)  
**Funktion:** Fettverbrennung und Körperformung, Unterstützung der körperlichen Fitness



### Massagemodus

5D Tiefenregeneration (PEMF, Massage, Vibration, Wärmetherapie, RF Radiofrequenz)  
**Funktion:** stärkt die Taille und unterstützt die Pflege der Organe



### Wärmetherapiemodus

Wärmetherapiemodus  
 Sanfte Pflege mit doppeltem Effekt (PEMF, Wärmetherapie)  
**Funktion:** hält die Taille warm und unterstützt den Komfort während der Menstruation

## Geeignet für



Menschen mit sitzender Lebensweise (zur Linderung von Verspannungen im unteren Rückenbereich)



Fitness- und Körperformungsbegeisterte



Menschen mit abdominaler Fettleibigkeit



Frauen nach der Geburt (zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Dehnungsstreifen)



Menschen mit Darmproblemen



Menschen mit Dysmenorrhoe, unregelmäßiger Menstruation oder gynäkologischen Entzündungen



Menschen mit Prostatitis, häufigem Harndräng oder unvollständiger Blasenentleerung



Menschen mit Nephritis, Zystitis oder ähnlichen Beschwerden

# Miss deine Taille

## Methode zur Messung der Taille

1. Verwende ein weiches Maßband mit einer Genauigkeit von 0,1 cm.
2. Trage leichte Kleidung, stehe aufrecht, schaue nach vorne und entspanne deinen Bauch.
3. Lege das Maßband um die schmalste Stelle deiner Taille (1-2 cm über dem Bauchnabel) oder direkt um den Bauchnabel.
4. Achte darauf, dass das Maßband eng an der Haut anliegt, mit genug Platz für zwei Finger.
5. Notiere das Ergebnis mit einer Genauigkeit von 0,1 cm.

Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für abdominale Fettleibigkeit:

Internationaler Standard  
(anwendbar für Europa, Afrika und andere Regionen, ausser Asien):


Kategorie	Mann	Frau
Normal	<94 cm	<80 cm
Abdominale Fettleibigkeit	≥94 cm	≥80 cm
Hohes Risiko	≥102 cm	≥88 cm

## Trage es frei, verbrenne Fett mit Eleganz

### Dual-Screen-Steuerung auf Knopfdruck


Dual-Screen-Steuerung auf Knopfdruck  
Echtzeitanzeige des Betriebsstatus:

Der linke Bildschirm zeigt Stufe und Intensität, während der rechte Bildschirm den Modus und den Countdown-Timer anzeigt.




### Nahtlose Passform für deine Taille

Mit einem Gelenk mit 70°-120° Bewegungsfreiheit passt sich das Gerät Taillenumfängen von 60 bis 140 cm an und ist für Personen mit einem Gewicht von 40 bis 130 kg geeignet. Es bleibt auch beim Bücken oder Drehen stabil.



### Technologie, die Stärke und Komfort ausbalanciert

Hergestellt aus weichem Silikon und präzise gegossenem 304-Edelstahlpulver bietet das Gerät stabile Eigenschaften, gute Wärmeleitfähigkeit sowie Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. Es ist hypoallergen und lässt sich leicht mit einem Alkoholtuch reinigen.



# P90 verstärkt, Effizientere Fettverbrennung durch Synergie



## P90:


- Statische aerobe Übung
- Aktiviert die zellulären Energiezentren
- Verbrennt Fett im gesamten Körper



## Shaken Massager:

- Zielt auf Bauchfett ab und baut es ab
- Unterstützt Fettverbrennung und Körperformung
- Verbessert die Gesundheit von Bauch und Taille

Zweimal täglich, mit mindestens 4 Stunden Abstand zwischen den Anwendungen.  
Nicht gleichzeitig verwenden.  
Es wird empfohlen, zuerst den Shaken Massager zu verwenden.



## The Shaken Massager

Maximale Breite des Shaken Massagers  
(mit den im Lieferumfang enthaltenen Gurten)

# 148 cm

Hinweis: Gurte von Drittanbietern können verwendet  
oder hinzugefügt werden, wenn eine zusätzliche  
Verlängerung erforderlich ist



# OlyLife